

# Inzenden van histologisch materiaal



## Formulier Aanvraag pathologisch onderzoek

Verpak - per patiënt - de potjes en het aanvraag-formulier afzonderlijk in een plastic zakje, bij voorkeur in een kangoeroezakje.



Monsterhouder met **polytransportbuffer**, eventueel in combinatie met monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.  
**!! gekoeld bewaren in koelkast !!**



Materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.  
**Volume 20 ml t/m max. 100 ml** (met name de kleine monsterpotjes).  
Bewaren op kamertemperatuur.



Materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.  
**Volume 100 ml t/m 10 liter** (met name de emmers van O.K.)  
Bewaren op kamertemperatuur.



**Radioactief**

**SN-Procedure**  
Materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde oplossing 4%.  
Bewaren op kamertemperatuur.

**I-125 zaadje(s)**  
Preparaat met I-125 zaadje(s) gevacumeerd in secundaire monsterhouder. Eventueel in combinatie met materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.  
Bewaren op kamertemperatuur.

Juiste gevaarsetiketten aanwezig op de potten/emmers? Zo niet, juiste etikettering aanbrengen!

Verpak het aanvraagformulier in een zakje en bevestig deze aan de pot/emmer. Plaats de pot(ten) of emmer(s) met materiaal in een safetybag (**m.u.v. I-125 zaadjes**). Per safetybag zijn meerdere monsterhouders toegestaan. Sluit de safetybag volgens de desbetreffende richtlijn of m.b.v. bijgeleverde klem. Plaats de safetybag met monsterhouders in de transportbox.

Voeg het ingevulde formulier Vervoersdocument radioactieve bron ZKH – PA toe en bevestig dit formulier aan de buitenzijde van de box.

**Breng al het afgenomen materiaal zo spoedig mogelijk naar het innamepunt / frontoffice, minimaal 30 minuten voor de reguliere lichtungstijden.**