

Inzenden van cytologisch materiaal (deel 1)

Voor uitgebreide instructie: zie inzendinstructies op www.labpon.nl

Urine / blaaspoelvocht

Breng max. 25 ml vocht over in de buis.



25 ml ethanol 50%

Instructie objectglasjes

Noteer naam en geboorte-datum van de patiënt met potlood op de matte rand van het objectglasje, aan dezelfde zijde als het materiaal. Laat het preparaat aan de lucht drogen voordat het glasje in het preparaatverzendsdoosje gaat.



Objectglasjes

Liquor

Breng liquor direct naar het Klinisch Chemisch laboratorium (Medlon).

Longmateriaal

- Brush
- Bronchusspoeling
- BAL
- Sputum

Breng materiaal over in de buis.
Breng borstel van de bronchusbrush over in de buis.

Cystevocht (m.u.v. ovariumcystevocht)

Breng cystevocht over in de buis.



25 ml Cyto Rich Red

Brush galwegen

Maak per brush één direct uitstrijkpreparaat volgens instructie objectglasjes. Breng de borstel over in de buis.

Cytologische punctie

Maak per punctie twee directe uitstrijkpreparaten volgens instructie objectglasjes.
Spuit of spoel het restant uit in de buis.

Buikspoelvocht (gespoeld met fysiologisch zout)

Breng max. 25 ml buikspoelvocht over in de buis.

Biopten bijvoegen

Verzend biopten uitsluitend in de box voor cytologisch materiaal (Transportbox C) indien biopten gecombineerd worden ingezonden met cytologisch materiaal.



Formaldehyde 4%

Sereus vocht

- Pleura
- Ascites
- Pericard
- Cavum douglasi

Breng sereus vocht over in de buis en voeg 5000IE Heparine toe. Zend bij voorkeur twee volle buizen in.

Ovariumcystevocht

Breng cystevocht over in de buis en voeg 5000IE Heparine toe.



Lege stabuis

Vermeld naam patiënt en geboortedatum op alle monsters. Buizen/potjes goed sluiten i.v.m. lekkage.



LABPON
Laboratorium Pathologie Oost-Nederland

Boerhaavelaan 59

Postbus 516, 7550 AM Hengelo

T 088 537 4500

info@labpon.nl www.labpon.nl