

Inzenden van materiaal door huisarts

Weefsel

Bijvoorbeeld Huidbiopt, schraapsel etc.



Baarmoederhalsuitstrijk

Medische indicatie



Schuif de brush van de steel af en deponeer direct na afname in het Surepath potje

Urine

Max. 25 ml urine +
aanvullen 25 ml 50% ethanol



Verpak potje/buis per patiënt afzonderlijk in een safetybag + absorbtievel



+



Let op!
Mag niet in
safetybag van
het BVO
BMHK



Bewaren bij
kamertemperatuur.
Niet in koelkast!



Geef mee aan bode of
breng naar
dichtsbijzijnde
afhaalpunt

Betreffende materialen zijn te bestellen op onze website labpon.nl/bestelformulier