

Inzenden van histologisch materiaal



Aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website LabPON

Ga naar labpon.nl/aanvraagformulier

Verpak - per patiënt - de potjes en het aanvraagformulier

afzonderlijk in een plastic zakje,
bij voorkeur in een kangoeroezakje.



Monsterhouder met **polytransportbuffer**, eventueel in combinatie met monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing, **gekoeld bewaren** tot aan transport bij ongeveer 4°C.

Materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.
Volume 20 ml t/m max. 100 ml (met name de kleine monsterpotjes).
Bewaren op kamertemperatuur.

Materiaal in monsterhouder met gebufferde formaldehyde 4% oplossing.
Volume 100 ml t/m 10 liter (met name de emmers van O.K.)
Bewaren op kamertemperatuur.

Plaats alle kangoeroezakjes met monsterhouders en bijbehorende aanvraagformulieren in de transportbox.

Transportbox A



Plaats de pot(ten) of emmer(s) met materiaal in een safetybag (m.u.v. I-125 zaadjes). Per safetybag zijn meerdere monsterhouders toegestaan. Sluit de safetybag volgens de desbetreffende richtlijn of m.b.v. bijgeleverde klem. Plaats de safetybag met monsterhouders in de transportbox en voeg de aanvraagformulieren er los bij.

Transportbox B



Transportbox D



Transportbox E



Voeg het ingevulde formulier Vervoersdocument radioactieve bron ZKH - PA toe en bevestig dit formulier aan de buitenzijde van de box.



LABPON
Laboratorium Pathologie Oost-Nederland

Boerhaavelaan 59
Postbus 516, 7550 AM Hengelo
T 088 537 4500
info@labpon.nl www.labpon.nl